

# Corning® 澳洲胎牛血清

CORNING



康宁澳洲来源胎牛血清，从血源采集、加工、过滤、包装到质检，遵循行业最高标准，从而确保最高品质。

## Corning® 血清加工工艺

- 心脏穿刺取血
- 三重0.1μm过滤无菌处理
- 多次多项检测
  - 生理生化检测
  - 支原体检测
  - 无菌检测
  - 四种细胞的生长验证
  - 内毒素检测
  - 九种病毒检测

## 产品技术参数 (以某一批次为例)

测试参数	标准	结果
外观	黄-琥珀色冰冻液体	符合标准
过滤方法	三重 0.1 μm	三重 0.1 μm
无菌性	无菌	无菌
内毒素	≤ 5.0 EU/mL	< 1.0 EU/mL
支原体	未检出	未检出
pH	7.0 – 8.0	7.2
血红蛋白	≤ 25 mg/dL	10 mg/dL
总蛋白	3.0 – 4.5 g/dL	3.7 g/dL
渗透压	280 – 360 mOsm/kg H <sub>2</sub> O	312 mOsm/kg H <sub>2</sub> O
细胞培养性能测试 (使用四种类型的细胞进行测试)	测试通过	测试通过
依照9 CFR Part 113.53c, 对九种病毒进行检测	未检出	未检出

## 订购信息

货号	描述	包装
35-176-CV	Corning 澳洲胎牛血清	500 mL

CORNING

FALCON

AXYGEN

PYREX

400-600-0207  
ScientificSupportAP@corning.com

3D网站: [www.cls-china.com.cn](http://www.cls-china.com.cn)  
康宁官网: [www.corning.com/lifesciences/china](http://www.corning.com/lifesciences/china)



微信公众号



微信视频号