

高速清洗低残留
触屏操作更便捷



Fisher Scientific LabServ Fast Wash 洗板机

ThermoFisher
SCIENTIFIC

- 优异的清洗性能和更低的残液量以获得可靠的结果
- 液位传感器及微孔板传感器确保安全性及稳定性
- 非加压储液瓶有效降低液体溢出风险
- 防气溶胶盖能够避免传染性样品雾化
- 10寸彩色液晶触摸屏，强大易学的机载软件，操作简便

操作友好

- 高清10寸彩色液晶触摸屏将常规应用所需信息在同屏完整显示
- 直观友好的图形界面使编程简单快捷，包括中文在内多语言支持
- 彩色编码的导液管接头及液位传感器电缆可使仪器快速安装
- 洗头可快速更换，且兼容不同类型的微孔板

性能强大

- 优化的设计更高效移除板孔中的残留液体
- 更低的残液量可降低高背景噪音信号，保证分析结果可靠性
- 简单方便内置程序清洗和校准功能，维护更轻松

安全可靠

- 非加压储液瓶可降低液体溢出风险，并防止因洗液倒吸入泵而造成的仪器损坏
- 自动浸泡功能可防止输液系统堵塞
- 洗瓶和废液瓶中的液位传感器和自动冲洗及预吸功能提供了卓越的安全保障
- 防气溶胶密封盖保证了传染性样品测试中完备的生物安全性
- 微孔板就位传感器进一步提升了操作的安全性

技术参数

缓冲液数量	1	残液量	<1.5μl，室温下以清扫模式和高速吸液（96孔平底板）
版型	96孔板	吸液模式	正常、两点清扫、三点清扫
瓶容量	2L洗瓶，2L废液瓶	振荡器参数	线性振动，3档速度可调
洗头	8道 / 12道 / 96道	用户界面	高分辨率彩色液晶屏
清洗体积	50-100μl，以50μl递增（96孔板）	程序内存	可存储99个程序
预洗体积	5-100ml，以5ml递增	尺寸	345mm (W) × 385mm (D) × 240mm (H)
加液量	50-400μl 以50μl递增（96孔板）	重量	9kg

订购信息

货号	品名
1171230003	LabServ Fast Wash洗板机



赛默飞
官方微信



赛默飞
实验室
产品和服务

热线 800 810 5118
电话 400 650 5118
www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC